

6x DNA loading buffer

6x DNA 上样缓冲液

产品编号	产品名称	规格
NBS5325-25ml	6x DNA 上样缓冲液	25x1ml

产品简介:

DNA 上样缓冲液(6x DNA loading buffer)，是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂，稀释至 1X 后比重仍然较大，上样时极易下沉，且颜色清晰可见。本 DNA 上样缓冲液经过改良，可以室温保存。

使用方法（仅供参考）:

在 5 μ l 的待测样品中加入 1 μ l 本产品，混匀后上样，电泳。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，至少一年有效。