

Liquid Paraffin Mounting Medium 液体石蜡封片剂

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0035-100ml	液体石蜡封片剂	100ml

产品简介:

液体石蜡封片剂 (Liquid Paraffin Mounting Medium) 适用于免疫组化染色经 DAB、BCIP/NBT 显色剂显色及复染后的封片, 是一种即用型工作液, 室温稳定保存。直接滴加 2-3 滴到样本上即可, 使用非常方便。

保存条件:

室温保存, 至少 2 年有效。

产品使用:

组织切片经显色、复染后, 用蒸馏水冲洗、甩去水分, 经梯度酒精脱水干燥, (二甲苯透明), 滴加 2-3 滴液体石蜡封片剂。

注意事项:

1. 操作过程中请避免与皮肤、眼睛与衣物直接接触, 需佩戴防护眼罩和面罩。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS0032-5ml</u>	<u>Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂</u>	5ml
<u>NBS0033-5ml</u>	<u>DAPI Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂</u>	5ml
<u>NBS0034-100ml</u>	<u>中性树脂封片剂</u>	100ml
<u>NBS0035-100ml</u>	<u>液体石蜡封片剂</u>	100ml
<u>NBS0036-10ml</u>	<u>Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂</u>	10ml
<u>NBS0037-10ml</u>	<u>Kisser's Mounting Medium (Phenol-free)无苯酚 Kisser 封片剂</u>	10ml
<u>NBS0038-50ml</u>	<u>甘油明胶封片剂</u>	50ml
<u>NBS0039-100ml</u>	<u>DPX 封片剂</u>	100ml