

Pluronic®F-68, 10% (100×),sterile-filtered

产品编号	产品名称	包装规格
NBS2013-100ml	Pluronic®F-68, 10% (100×),sterile-filtered	100ml

产品简介:

Pluronic® F-68, 也称为: 泊洛沙姆 188 (Poloxamer 188)、Kolliphor® HS 188、聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物, 是一种非离子表面活性剂 (平均分子量~8400), 能够促进非水溶性染料和其他材料在生理培养环境内的溶解能力。Pluronic® F-68 大批量应用在细胞培养中, 因其能够防止培养基搅拌过程中产生的气泡吸附到细胞上, 能够减少泡沫生成, 或提高细胞膜对流体动力剪切力的耐受性。

本品为溶于水的 Pluronic®F-68, 浓度为 10%, 常用工作浓度为 0.1%。无菌溶液。

保存条件:

室温 (15-30℃) 保存, 至少 1 年有效。不要冻存且避免强光照射。

产品使用:

于使用前, 取适量储存液加入培养基或其它体系中, 常用工作浓度为 0.1% (w/v)。具体工作浓度请做适当优化。

注意事项:

1. Pluronic 是 BASF 公司的注册商标名。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品：

产品编号	产品名称	规格
<u>NBS2009-1g</u>	<u>Pluronic® F-127, Cell Culture Tested</u>	1g
<u>NBS2010-1ml</u>	<u>Pluronic® F-127 (20% Solution in DMSO), Cell Culture Tested</u>	1ml
<u>NBS2012-1g</u>	<u>Pluronic® F-68, Cell Culture Tested</u>	5g
<u>NBS2013-100ml</u>	<u>Pluronic® F-68, 10% (100×), Sterile-filtered</u>	100mL